

ОМ-ДЕЛЬТА ПЛЮС-02

СТОЛ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЙ

- Электрогидравлический стол с дублирующим механогидравлическим приводом
- Программируемые положения панели стола



Вязкоупругий матрас с памятью



Головная секция с функцией двойного наклона



Универсальные направляющие из нержавеющей стали на всех секциях панели стола

Привод механизма излома спинной секции

Кнопка аварийной остановки

Указатель выбора движений дублирующего привода

Сдвоенные колесные опоры Ø 125 мм

Выдвижные опоры

Педаля выбора движений дублирующего привода



Применяется совместно с комплектами КПП:


- 0102030405060708091011121315161718
- 262728293031323334353637383940414243

ОМ-ДЕЛЬТА ПЛЮС-02

СТОЛ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЙ



ФУНКЦИИ	ОМ-ДЕЛЬТА ПЛЮС-02
Изменение высоты панели	
Боковые наклоны панели	
Продольные наклоны панели	
Возврат панели в «нулевое положение»	
Продольный сдвиг панели	
Наклоны спинной секции	
Наклоны головной секции	
Наклоны ножной секции	
Подъем почечного валика	
Излом спинной секции	
Перемещение выдвижных опор	



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Пульт управления беспроводной



Пульт управления ножной