



**ШМ**

**ШИРМЫ МЕДИЦИНСКИЕ**



УЗНАТЬ  
БОЛЬШЕ



**ШМПП-1**

**Ширма медицинская подвесная потолочная**

Предназначена для разделения пространств  
внутри медицинских учреждений

Высота потолка  
2500...3500 мм (исполнения)



**Ш-1**

**Ширма медицинская**

С регулируемой опорой и двумя поворотными  
колесными опорами с тормозом

Полотно изготовлено из плотной ткани  
с полиуретановым водоотталкивающим покрытием

Возможность соединения нескольких ширм в блок

Габариты (д/ш/в):  
- 920x500x1760 мм

Масса 5 кг