

ОК-БЕТА ПЛЮС

СТОЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОУК-02-1

- Электрогидравлический стол с дублирующим механогидравлическим приводом
- Программируемые положения панели стола



Литые полиуретановые подушки. Выполнены из огнеупорного, антистатического материала без применения латекса



Спинальная секция с функцией излома

Головная секция с функцией двойного наклона



Универсальные направляющие из нержавеющей стали на всех секциях панели стола

Защитные кожухи колонны и обшивка основания — нержавеющая сталь

Указатель выбора движений дублирующего привода

Выдвижные опоры

Педал выбора движения дублирующего привода

Кнопка аварийной остановки

Сдвоенные колесные опоры Ø 100 мм



Применяется совместно с комплектами КПП:


- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

ОК-БЕТА ПЛЮС

СТОЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОУК-02-1



| ФУНКЦИИ | ОК-БЕТА ПЛЮС |
|--------------------------------------|--------------|
| Изменение высоты панели | |
| Боковые наклоны панели | |
| Продольные наклоны панели | |
| Возврат панели в «нулевое положение» | |
| Продольный сдвиг панели | |
| Наклоны спинной секции | |
| Наклоны головной секции | |
| Наклоны ножной секции | |
| Излом спинной секции | |
| Перемещение выдвижных опор | |



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Пульт управления беспроводной



Пульт управления ножной